




ÖRUGGUR STAÐUR RÚM FYRIRMÆLI



**FYRIR FYRSTU NOTKUN: NOTAÐU RAKAN KLÚT TIL AÐ ÞURRKA VARLEGA AF
GLÆRUM, SVÖRTUM OG HVÍTUM HLUTUM HVERRAR LOKA.**

SKREF 1



Blása upp og tæma Safe Place rúmið með rennilásum lokuðum og læstum.

Settu Safe Place rúmið á kyrrstætt rúm sem er að minnsta kosti 190 cm langt og 135 cm breitt.

Settu hvíta lokann í glæra plastgatið. Gakktu úr skugga um að það sé að fullu í. Endurtakið fyrir alla fjóra lokana.

SKREF 2



Blása alla fjóra hluta Safe Place Bed. Hver uppblásanlegur hluti af rúminu ætti að vera fyrirtæki, en ekki erfitt.

Gættu þess að blása ekki rúmið of mikið, þetta mun ógilda ábyrgðina!

SKREF 3



Ýttu glæra tappa alla leið inn í hvíta lokann, renndu síðan öllum lokanum inn í Safe Place Bed.

Endurtakið fyrir allar fjórar lokurnar

SKREF 4



Gakktu úr skugga um að Safe Place rúmið sé í miðju kyrrstæðu rúmi. Tengdu hvíta ól við hvíta bút. Réttu ólina undir kyrrstöðu rúminu og tengdu hvíta klemmuna hinum megin við Safe Place Bed.

Endurtaktu á hinum enda Safe Place rúmsins. Herðið hvítu ólarnar þar til Safe Place rúmið getur ekki hreyfst eða velt.

RENNILÁS LÆSA



Lokaðu rennilásunum í lok rúmsins með rennilásnum. Festu klemmuna á báða rennilásana og togaðu þétt í ólina svo ekki sé hægt að hreyfa rennilásana.

DAGLEG SKOÐUN Á SAFE PLACE RÚMINU FYRIR NOTKUN

1. Skoðaðu Safe Place rúmið á hverjum degi áður en þú setur barnið í það:
2. Framkvæma sjónræna skoðun til að ganga úr skugga um að Safe Place rúmið sé í miðju kyrrstæðu rúminu og að möskvinn sé ósnortinn.
3. Framkvæma handvirka skoðun:
 - i. Kreistu hvern hluta rúmsins til að tryggja að það sé enn blásið upp. Ef hluti hefur tæmst af lofti skaltu hreinsa alla þrjá hluta lokans og blása upp aftur. Ekki nota rúmið í 24 klukkustundir til að tryggja að hluti haldi lofti. Ef hlutinn tæmist aftur skal hafa samband við safepacebedseu@gmail.com
 - ii. Togaðu í hverja hvíta ól með höndunum til að tryggja að hún sé þétt og Safe Place rúmið sé áfram í miðju kyrrstæða rúminu.
 - iii. Togaðu í rennilásinn þegar þú lokar Safe Place rúminu.
4. Ef vandamál koma upp skaltu ekki nota rúmið og hafa samband við safepacebedseu@gmail.com

VERTU ÖRUGGUR Á MEÐAN ÞÚ NOTAR ÖRUGGA PLACE BED

1. Skoðaðu öryggishólfið fyrir skemmdum í hvert skipti sem þú notar það.
2. Leitið ráða hjá læknum áður en Safe Place Rúm er notað ef barnið er yngra en 36 mánaða eða hefur litla vöðvaspennu. Hætta á köfnun.
3. Vinsamlegast fylgist náið með barninu/notandanum þegar komið er út fyrir Safe Place rúmið. Áhættan getur falið í sér, en takmarkast ekki við, köfnun úr ólum, köfnun á rennilás.
4. Engar reykingar eða hitagjafir nálægt Safe Place Bed
5. Haltu Safe Place rúminu frá vatni, það er ekki flotbúnaður.
6. Haltu oddhvössum hlutum frá Safe Place rúminu, ástungur falla ekki undir ábyrgðina og geta skaðað barnið.
7. Þessi vara er ekki leikfang.
8. Ráðfærðu þig alltaf við læknum áður en þú notar lyfið

Hafðu samband við okkur:

www.safepacebedseu.com

safepacebedseu@gmail.com

+447782105085